

Nome Prodotto

Dischi Girevoli Turn Up.

Codice	Ø (cm)	Portata (Kg)
03.04.5082	38.5	180

**Destinazione d'uso**

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione

Il TURN UP è realizzato in resina con una base antiscivolo e una superficie d'appoggio rivestita di Antislip (materiale antiscivolo). È progettato per l'utilizzo da parte di pazienti che sono in grado di stare in piedi, ma non possono muovere le gambe facilmente, permettendo all'operatore di trasferire il paziente (es: dal letto alla carrozzina).

Il disco va collocato sul pavimento e i piedi del paziente devono essere entrambi posizionati su di esso, dopodiché l'operatore dovrà sollevare il paziente e farlo roteare nella direzione desiderata.

Materiali	
Disco	Resina
Rivestimento	Antislip
Manutenzione e Pulizia	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.31.03.006
Codice CND	Y123099
Codice RDM	1167517/R

Product Name

Turning Plates Turn Up.

Code	Ø (cm)	Capacity (Kg)
03.04.5082	38.5	180



Use

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The TURN UP is made of resin with a non-slip base. The contact surface is covered with an anti-slip material. It is designed for patients who are able to stand up, but cannot move their legs easily. The operator, thanks to the disk, can transfer the patient with the minimum effort.

The disc has to be placed on the floor and the patient's feet must be both on it. Then, the operator will have to help the patient to stand up from the bed and move the patient by rotating the disk with a foot towards the desired direction.

Materials	
Plate	Resin
Coating	Antislip Fabric
Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.31.03.006
CND Code	Y123099
RDM Code	1167517/R