

Nome Prodotto

Deambulatore 4 Ruote.

Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Portata Massima	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm								
01.06.300	57.5	66	82.5/92.5	120	10 (4")	10 (4")	3.4	56x16x69



Destinazione d'uso

I deambulatori sono indicati nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con limitazioni funzionali di varia natura. Offrono stabilità, facilità di utilizzo e migliorano la sensazione di equilibrio dell'utilizzatore. Quest'ausilio è concepito per l'uso di un solo utente, in ambienti interni o esterni in base al modello.









Descrizione

Il DEAMBULATORE 4 RUOTE ha una struttura in alluminio pieghevole e regolabile in altezza. Presenta, inoltre, una barra stabilizzatrice orizzontale e quattro ruote di diametro 10 cm, più due ruote di rinforzo nella parte posteriore. Le ruote anteriori hanno un sistema di **blocco direzionale**, azionando una leva si può passare da ruote fisse (leva verso l'alto) a ruote piroettanti (leva verso il basso). L'apertura e la chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono facilmente mediante la spina di bloccaggio posta al centro della barra superiore, le manopole sono ergonomiche ed imbottite per una presa più confortevole. Posteriormente ci sono due freni a puntale.

Materiali	
Telaio	Alluminio
Impugnatura	Polipropilene
Ruote	PVC
Manutenzione e Pulizia	
Usare un panno umido con del sapone neutro, la temperatura dell'acqua non deve superiore ai 30 °C	
Asciugare bene prima dell'utilizzo	
Se necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante	
Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore	
Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virgino S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.06.06.006
Codice CND	Y120606
Codice RDM	1706666/R

Product Name

4 Wheels One Botton Folding Walker.

Code	Length	Width	Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Net Weight	Carton Size
Measures in Cm								
01.06.300	57.5	66	82.5/92.5	120	10 (4")	10 (4")	3.4	56x16x69


Use

The walkers and rollators are indicated in the walk rehabilitation for elderly or subjects with functional limitations of various kinds. They offer stability, ease of use and improve the sense of balance.

This aid is designed for a single user, in indoor or outdoor environments according on models.

Description

The 4 WHEELS ONE BUTTON FOLDING WALKER has a foldable aluminum structure that is height adjustable. It has two rotating front wheels within the outline and two rear twin wheels. The front wheels have a directional **locking system**, by operating a lever you can switch from fixed wheels (lever upwards) to swivel wheels (lever downwards).

Furthermore, it is equipped with one horizontal stabilizing bar and four legs with anti-slip tips. The folding can easily be done using the locking pin located at the center of the upper bar, the knobs are ergonomic and padded for a more comfortable grip. Rear glide walker brakes

Materials	
Frame	Aluminum
Knobs	Polypropylene
Wheels	PVC
Maintenance and Cleaning	
Use a damp cloth with mild soap, the water temperature not above 30°C	
Dry well before use	
If necessary, disinfect the product using a common disinfectant detergent	
Do not use water and / or steam jet washing machines	
Must not use acid, alkaline or solvent products such as acetone	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.s.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.06.06.006
CND Code	Y120606
RDM Code	1706666/R