

Nome Prodotto

Appoggiatesta prono adulto/pediatrico.



Codice	Misure (cm)	Modello
05.00.AP811B	25 x 20 x 10	Adulto
05.00.AP811C	20 x 16 x 11	Pediatrico

Destinazione d'uso

Per posizionatori gel per sala operatoria si intendono tutti i dispositivi che vengono utilizzati per il posizionamento ottimale del paziente sul tavolo operatorio. Sono disponibili molti modelli in svariate forme e dimensioni; tutti pienamente compatibili con i tessuti umani. Il materiale di cui sono costituiti offre un'ottima biocompatibilità, comfort e una straordinaria resistenza meccanica.

Descrizione

L'APPOGGIATESTA PRONO ADULTO/PEDIATRICO è realizzato in gel amorpho di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm³. Grazie al suo particolare disegno ergonomico, sorregge e stabilizza testa e collo durante tutti i tipi di intervento chirurgico, con accesso agevolato per l'intubazione.

Materiali	
Gel Amorpho di Poliuretano con Densità di 0,99 gr/cm ³	
Manutenzione e Pulizia	
I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria	
Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.	
Conservazione e Smaltimento	
Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano	
Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti	
Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°	
Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	Y033399
Codice RDM	90736/R

**Product Name**

Adult/kid Prone Headrest



Code	Dimensions (cm)	Model
05.00.AP811B	25 x 20 x 10	Adult
05.00.AP811C	20 x 16 x 11	Kid

Use

The gel positioners are devices that are used to reach an optimal patient position on the operating table. Many differentes models are available in various shapes and sizes; all fully compatible with human tissues. Some of the main features are: biocompatibility, comfort and extraordinary mechanical resistance.

Description

The PRONE HEADREST is made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm³. Thanks to its particular ergonomic design, it can be used as a neck and head support during all types of surgery, with an easy access for intubation.

MaterialsAmorphous Polyurethane Gel with a Density of 0.99 gr/cm³**Maintenance and Cleaning**

The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room

Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time

Storage and Disposal

Keep the positioners, if possible, on a level surface

Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners

Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °

Keep away from sources of light, moisture and heat

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr.Items

Box 1 Piece

Warranty

European 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts

Product References

Manufacturer Demarta Virginio S.r.l.

Directive MDR 2017/745 Class I

CND Code Y033399

RDM Code 90736/R