

Nome Prodotto

Posizionatore Antidecubito Cilindrico Polymoove.



Codice	Misure
03.05.POL40	80 x 8 cm
03.05.POL42	100 x 18 cm
03.05.POL45	30 x 8 cm

**Destinazione d'uso**

I Posizionatori Polymoove sono un valido aiuto per gli operatori sanitari per il posizionamento del paziente.

Sono studiati per donare comfort, supporto, stabilità e protezione delle zone vulnerabili.

I posizionatori si adattano alla morfologia del corpo in modo eccellente grazie alla composizione in sfere di espanso granulato. Le svariate forme sono facilmente combinabili tra di loro e ideali per un'efficiente profilassi antidecubito.

Il posizionatore cilindrico è utilizzato come sostegno per la nuca e come supporto per gli arti inferiori e superiori.











Descrizione

Il POSIZIONATORE CILINDRICO POLYMOOVE è composto internamente da espanso granulato contenuto in un involucro protettivo in cotone.

Il materiale di riempimento Polymoove offre un ottimale sostegno del paziente aiutandone la distribuzione del peso corporeo in posizione distesa o seduta. Il cuscino è rivestito da una fodera esterna in tessuto Obatex, sfoderabile grazie alla cerniera posta sul fianco.

La fodera in OBATEX ignifugo, traspirante, bielastico, impermeabile ed antibatterico è realizzata in poliuretano e poliestere, sterilizzabile in autoclave.

Il Polymoove non si deforma dopo essere stato lavato ed asciugato in lavatrice, i cuscini di posizionamento possono essere utilizzati per molti cicli senza che ne venga alterata la forma. Il loro basso tasso di assorbimento dell'umidità facilita la pulizia e la sostenibilità ambientale.

Materiali	
Imbottitura	Espanso Granulato in Polipropilene (EPP)
Involucro Protettivo	Cotone
Fodera Esterna	Obatex
Manutenzione e Pulizia Fodera Esterna	
	Lavabile in Lavatrice a Max 95°C
	Non Candeggiare
	Non Stirare
	Lavare a Secco con Tutti i Solventi
	Asciugatura a Tamburo con Temperatura Max 60°C
Si consiglia il lavaggio della fodera almeno una volta l'anno	
Manutenzione e Pulizia Posizionatore	
	Lavaggio Max. 60°C
	Non Candeggiare
	Stiratura con Temperatura Max. di 150°C
	Lavare a Secco con Qualsiasi Solvente
	Asciugatura a Tamburo Possibile a Medie Temperature
Si consiglia il lavaggio del posizionatore almeno una volta l'anno	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	OBA AG
Distributore Autorizzato	Demarta Virginio S.r.l
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	Y060399
Codice RDM	225942/R



Product Name

Cylindrical Protection Polymoove.



Code	Dimensions
03.05.POL40	80 x 8 cm
03.05.POL42	100 x 18 cm
03.05.POL45	30 x 8 cm













Use

Polymoove Positioners are a valid aid for healthcare professionals for patient positioning. They are designed to give comfort, support, stability and protection of vulnerable areas. The positioners adapt to the morphology of the body excellently thanks to the composition of granulated foam spheres. The various shapes are easily combined with each other and ideal for an efficient anti-decubitus prophylaxis. The cylindrical positioner is used as a support for the neck and as a support for the lower and upper limbs.

Description

The POLYMOOVE CYLINDRICAL POSITIONER is internally composed of granulated foam contained in a protective cotton casing. The Polymoove filling material offers optimal patient support by helping to distribute body weight in a lying or sitting position. The cushion is covered with an external cover in Obatex fabric, removable thanks to the zip on the side. The fire retardant, breathable, bi-elastic, waterproof and antibacterial OBATEX lining is made of polyurethane and polyester, sterilizable in an autoclave. The Polymoove does not deform after being washed and dried in the washing machine, the positioning cushions can be used for many cycles without altering their shape. Their low moisture absorption rate facilitates cleaning and environmental sustainability.

Materials	
Padding	Espanso Granulato in Polipropilene (EPP)
Protective Overwrap	Cotton
External cover	Obatex
External Cover Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 95°C or 200°F
	Do not bleach
	Do not iron
	Dryclean with any solvent
	Tumble Dry Max temperature 60°C or 140°F
We recommend washing the cover at least once a year	
Positioner Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 60°C or 140°F
	Do not Bleach
	Maximum Temperature 150°C or 300°F
	Dryclean with any Solvent
	Tumble Dry Medium Heat
We recommend washing the positioner at least once a year	
Storage and Disposal	
Single-user Product	

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	OBA AG
Authorized Distributor	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	Y060399
RDM Code	225942/R