

**Nome Prodotto**

Cuscino Antiscivolo One Way.



Codice	Misure (cm)	Portata (Kg)
03.04.2071	45 x 40	200

Destinazione d'uso

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione

Il cuscino antiscivolo ONE WAY facilita il posizionamento del paziente sulla sedia a rotelle, impedendo il scivolamento verso terra. Grazie al suo particolare tessuto interno, il cuscino permette lo slittamento/rotazione in un solo senso e lo impedisce nell'altro.

Materiali	
One Way	Poliestere
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max. 70°C
	Non Stirare
	Non Asciugare a Tamburo
Disinfezione possibile con LT-CIN (45% alcool isopropilico) o con SURFA SAFE della Farmec	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DPCM 12.01.2017	12.31.03.009 / 12.31.03.012
Codice CND	Y123099
Codice RDM	1167517/R

Product Name

Antislip Aids One Way.






Code	Dimensions (cm)	Capacity (Kg)
03.04.2071	45 x 40	200

Use

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The ONE WAY non-slip cushion facilitates the patient's positioning on the wheelchair, preventing it from slipping to the ground. Thanks to its particular internal fabric, the cushion allows the sliding / turning in one direction and impedes it in the other.

Materials	
One Way	Polyester
Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 70°C or 160°F
	Do not Iron
	Do not Tumble Dry
Possible disinfection with LT-CIN (45% isopropyl alcohol) or with SURF SAFE from Farmec	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DPCM 12.01.2017	12.31.03.009 / 12.31.03.012
CND Code	Y123099
RDM Code	99504/R