

Nome Prodotto
Sedile da Doccia.

Codice	Portata (Kg)
02.02.797	120



Destinazione d'uso

Sono ausili da bagno sono tutti quei dispositivi / attrezzature che possono essere utilizzati da una persona disabile o anziana per prevenire, compensare o eliminare la difficoltà a compiere le funzioni all'interno dell'ambiente bagno.

Descrizione

Il SEDILE DA DOCCIA ha una struttura in alluminio regolabile in altezza in otto posizioni, seduta rettangolare con fori per il deflusso dell'acqua e impugnature laterali. Il montaggio non richiede alcun tipo di strumento.

Dimensioni	
Larghezza	39 cm
Lunghezza	52 cm
Altezza	Da 42 a 52 cm
Profondità della Seduta	31 cm
Materiali	
Seduta	PVC
Telaio	Alluminio
Manutenzione e Pulizia	
Il lavaggio può avvenire con acqua tiepida e sapone neutro	
La disinfezione può avvenire con prodotti semplici di normale uso domestico	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DPCM 12.01.2017	09.12.12.003
Codice CND	Y093303
Codice RDM	2533312/R



Product Name
Shower Chair.

Code	Capacity (Kg)
02.02.797	120



Use
Bath safety are all those devices that can be used by a disabled or elderly person to prevent, compensate or eliminate the difficulty in performing all the functions in the bathroom.

Description
The SHOWER CHAIR has a height adjustable aluminum frame. It has eight different height positions, a rectangular seat with holes for water drainage and side handles. The assembly does not require any type of tools.

Dimensions	
Width	39 cm
Length	52 cm
Height	From 42 to 52 cm
Seat Depth	31 cm
Materials	
Seat	PVC
Frame	Aluminum
Maintenance and Cleaning	
Washing can be done with warm water and neutral soap	
Disinfection can take place with simple disinfectants of a domestic use	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DPCM 12.01.2017	09.12.12.003
CND Code	Y093303
RDM Code	2533312/R