


**Nome Prodotto**  
Materasso a Bolle d'Aria BP4.

### Destinazione d'uso

Il materasso a bolle d'aria BP4 viene abbinato al seguente compressore: Prestige (cod. 05.03.6600A4). La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L'alternarsi dei punti di contatto tra epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguigno ed una buona ossigenazione dei tessuti.



### Caratteristiche

Codice	05.03.BP4
Materiale Bolle	PVC Atossico
Numero Bolle	260
Spessore PVC	300 Micron
Dimensione Materasso Gonfio	200 x 85 x 16 cm
Dimensione Materasso Sgonfio	320 x 90 x 2 cm
Portata Terapeutica	150 Kg
Modalità di Erogazione dell'Aria	Dinamica a Due Vie (A-b-A-b)
Lembi di 40 cm alle estremità per il fissaggio al letto	
Dotato di fodera in nylon ignifugo con bottoni automatici	
<b>Manutenzione e Pulizia Fodera</b>	
 Lavaggio Max 30° C	
<b>Manutenzione e Pulizia Materasso</b>	
Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato	
Lasciare asciugare il materasso all'aria prima dell'utilizzo senza esporlo alla luce diretta del sole	
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Scatola	1 Pezzo
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo UE 2017/745	Classe I
Codice ISO	04.33.06.015
Codice CND	Y033306
Codice RDM	1613109/R


**Product Name**

Bubble Air Mattress BP4.

**Use**

The mattress BP4 has to be combined with: Prestige pump (code 05.03.6600A4). The combination of mattress and pump creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.



Features	
Code	05.03.BP4
Bubbles Material	Non-Toxic PVC
Number of Bubbles	260
PVC Thickness	300 Microns
Dimensions Inflated	200 x 85 x 16 cm
Dimensions Deflated	320 x 90 x 2 cm
Therapeutic Capacity	150 Kg
Air Mode	Two Ways Dynamic (A-b-A-b)
Flaps 40 cm long at the ends for attachment to the bed	
External cover in fireproof Nylon with press studs	
Cover Maintenance and Cleaning	
 Washing Max 30° C	
Mattress Maintenance and Cleaning	
Clean the mattress with a damp cloth and mild soap	
The mattress has to be dry before use, do not expose it to direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive UE 2017/745	Class I
ISO Code	04.33.06.015
CND Code	Y033306
RDM code	1613109/R