

Nome Prodotto

Materasso ad Aria Supercare T02.

Destinazione d'uso

Il materasso ad elementi intercambiabili Supercare T02 viene abbinato ad un compressore. La combinazione crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati. L'ausilio è costituito da tubolari intercambiabili e trasversali al piano d'appoggio che mantiene una bassa pressione di contatto su tutto il corpo dell'assistito. Il materasso è collegato ad un compressore programmabile e regolabile che permette gonfiaggio di alcuni elementi e contestuale sgonfiaggio di altri (ciclo di 10 min. - 5 min. di gonfiaggio e 5 min. di sgonfiaggio). I tubi di raccordo sono in materiale flessibile, sono facili da inserire/disinserire e garantiscono una adeguata tenuta.


**Caratteristiche**

Codice	05.03.T02
Materiale Elementi Intercambiabili	PVC 400 Micron
Numero Elementi	16
Altezza Elementi	12.5 cm
Dimensione Materasso Gonfio	200 x 90 x 12.5 cm
Portata Terapeutica	180 Kg
Modalità di Erogazione dell'Aria	Statica e Dinamica a 2 Vie (A-B-A-B)

Lembi e cinghie alle estremità per il fissaggio al letto

Dotato di fodera in nylon ignifugo con bottoni automatici

Optional: Valvola CPR di sgonfiaggio rapido con i tre elementi a livello del capo statici

Manutenzione e Pulizia Fodera Lavaggio Max 30° C**Manutenzione e Pulizia Materasso**

Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato

Lasciare asciugare il materasso all'aria prima dell'utilizzo senza esporlo alla luce diretta del sole

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola	1 Pezzo
---------	---------

Garanzia

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
---------	--

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO	04.33.06.018
Codice CND	V080701
Codice RDM	246666/R

Product Name

Air Mattress Supercare T02.

Use

The mattress Supercare T02 has to be combined with a pump create a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.


**Features**

Code	05.03.T02
Interchangeable Elements Material	PVC 400 Micron
Number of Cells	16
Cells Height	12.5 cm
Dimensions Inflated	200 x 90 x 12.5 cm
Therapeutic Capacity	180 Kg
Air Mode	Two Ways Static and Dynamic (A-b-A-b)

Flaps and straps at the ends for attachment to the bed

External cover in fireproof Nylon with press studs

Optional: CPR valve for quick deflation and first three elements always inflated

Cover Maintenance and Cleaning Washing Max 30° C**Mattress Maintenance and Cleaning**

Clean the mattress with a damp cloth and mild soap

The mattress has to be dry before use, do not expose it to direct sunlight

Storage and Disposal

Single-user product

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr. Items

Box 1 Piece

Warranty

European 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts

Product References

Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code	04.33.06.018
CND Code	V080701
RDM code	2466666/R