

Nome Prodotto

Sollevatore Passivo Evolution.

Destinazione d'uso

I sollevatori passivi permettono il sollevamento da letto/carrozzina/barella di pazienti con importanti limitazioni funzionali.

Caratteristiche

- Telaio in acciaio verniciato.
- Centralina asportabile collocata sulla colonna portante.
- Sollevamento tramite motore elettrico.
- Possibilità di sollevamento dei pazienti da terra.
- Batteria interna estraibile.
- Possibilità di tre cariche differenti (on board, con caricatore a muro e con caricatore 2.0)
- Tubo colonna con maniglione per il trasporto.
- Bilancino con 4 attacchi per imbracatura anti-sfilamento.
- Rotazione del bilancino di 360° nel punto di massimo sollevamento.
- DIVARICAMENTO BASE TRAMITE LEVA.
- Base a 4 ruote gemellate di cui 2 posteriori aventi freno d'arresto.
- Tre regolazioni di apertura della base.
- Pulsante di emergenza FUNGO ROSSO che blocca il flusso di elettricità.
- Sistema meccanico di discesa di emergenza in caso di mancata elettricità e un ulteriore sistema elettronico di discesa di emergenza in caso di malfunzionamento del telecomando.
- Protezioni in gomma morbida nei punti esposti.
- Portata Massima: 180 Kg.
- **Optional:** caricatore esterno 2.0 tipo cordless.



Codice	Lunghezza	Larghezza	Larghezza Interna Base	Larghezza Esterna Base	Altezza Minima Bilancino	Altezza Massima Bilancino	Altezza Base	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm												
01.01.EVO	122	60	50/91	62/102	63	164	11.5	7,5 (3")	10 (4")	180	38	125x65x35

Gruppo Elettrico	
24 V	
Materiali	
Telaio	Acciaio
Manutenzione e Pulizia	
La pulizia può essere fatta con panno umido dopo essersi assicurati che la batteria non sia in carica	
Conservazione e Smaltimento	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.36.03.006
Codice CND	Y123603
Codice RDM	1936806/R

Product Name
Passive Lift Imperio.

Use

The passive lifts allow the lifting from bed / wheelchair / stretcher of patients with important functional limitations.

Features

- Painted steel frame.
- Removable control unit placed on the column carrier.
- Lifting by electric motor.
- Ability to lift patients from the ground.
- Removable internal battery.
- Possibility of three different charges (on board, with wall charger and with charger 2.0)
- Column tube with carrying handle.
- Slingbar with 4 attachments for anti-slip harness.
- 360 ° rotation of the slingbar at the point of maximum lifting.
- BASE RELEASE USING THE LEVER.
- Base with 4 twin wheels, 2 of which at the rear with holding brake.
- Three base opening adjustments.
- RED MUSHROOM emergency lowering button that blocks the flow of electricity.
- Mechanical emergency lowering system in case of power failure and an additional electronic emergency lowering system in case of remote control malfunction.
- Soft rubber protections in the exposed points.
- Maximum load: 180 Kg.
- **Optional:** external charger 2.0 cordless type.



Code	Length	Width	Internal Base Width	External Base Width	Minimum Height at Sling Bar	Maximum Height at Sling Bar	Base Height	Front Wheels	Rear Wheels	Weight Capacity	Weight	Carton Size
Measures in Cm												
01.01.EVO	122	60	50/91	62/102	63	164	11.5	7,5 (3")	10 (4")	180	38	125x65x35

Electrical Group	
24 V	
Materials	
Frame	Steel
Maintenance and Cleaning	
Cleaning can be done with a damp cloth after making sure the battery is not charging	
Storage and Disposal	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.36.03.006
CND Code	Y123603
RDM Code	1936806/R